

MATTERCARE PT-BR

Cama Hospitalar Mattercare



**Uma escolha
acessível para
o conforto e a
qualidade do
atendimento**

Características padrão

Modelo M420-18T, com Trendelenburg

- Carga de Trabalho Segura (SWL) 250 Kg
- Rodas de travamento individual de 125 mm
- Grades laterais bipartidas resistentes e duráveis
- Trendelenburg & Trendelenburg reverso de 12°
- Posicionamento Auto contour
- Posicionamento do encosto 0° – 70°
- Posicionamento de joelhos 0° – 35°
- Encosto CPR manual de liberação rápida – dos dois lados da cama e de fácil acesso
- Painéis do estrado ABS removíveis
- Ganchos para bolsas de urina – dos dois lados da cama
- Quatro soquetes para acessórios
- Encaixe para colchões de contorno suave
- Amortecedores nos 4 cantos da cama
- Controle de enfermagem
- Cabeceira e Peseira removíveis e leves
- Freio na região da peseira

O modelo retratado é a cama hospitalar Mattercare Modelo M420-18T, com Tilt/Trendelenburg

arjo

Características opcionais

- 5ª roda
- Rodas com travamento central duplo de 125mm ou 150mm
- Luz noturna (fixa em modo permanente on-mode)
- Mecanismo de travamento para cabeça e pesseira
- Backup de bateria

Acessórios opcionais

- Suporte de soro IV com gancho duplo de aço inoxidável
- Suporte de soro IV com quatro ganchos de aço inoxidável
- Suporte de soro IV dobrável em aço inoxidável com quatro ganchos
- Suporte para oxigênio tamanho "C"
- Conjunto de tração pequeno - na região da pesseira
- Suporte para monitor



Models

Cama Hospitalar Mattercare	com Tilt/Trendelenburg	M420-18T
Cama Hospitalar Mattercare	sem Tilt/Trendelenburg	M420-18

Dimensões Básicas

Comprimento total	2180 mm
Largura total	1000 mm
Tamanho recomendado do colchão - quando as grades laterais estão em uso	1980 mm (l) x 870 mm (w)
Profundidade do colchão - quando as grades laterais estão em uso	mín. 100 mm, máx. 150 mm
Deck height range - rodízios de travamento central simples de 125 mm (modelo M420-18T com Trendelenburg)	440 mm a 750 mm (+/- 10 mm)
Faixa de altura do deck - rodízios de 125mm com travamento central simples (modelo M420-18 sem Trendelenburg)	400 mm a 720 mm (+/- 10 mm)
Faixa de altura do deck - rodízios com travamento central opcional de 150mm (modelo M420-18T com Trendelenburg)	455 mm a 765 mm (+/- 10 mm)
Faixa de altura do deck - rodízios com travamento central opcional de 150mm (modelo M420-18 sem Trendelenburg)	415 mm a 735 mm (+/- 10 mm)
Trendelenburg e Trendelenburg reverso - eletrônico (modelo M420-18T com Trendelenburg)	0 a 12°
Ajuste do ângulo do encosto - eletrônico	0 a 70°
Ajuste do ângulo do joelho - eletrônico	0 a 35°

Peso do produto (aproximado)

Inclui grades laterais instaladas (modelo M420-18T com Trendelenburg)	138 Kg
Inclui grades laterais instaladas (modelo M420-18 sem Trendelenburg)	135 Kg
Carga de Trabalho Segura (SWL)	250 Kg
Peso Máximo do Paciente	185 Kg

Dados elétricos

Potência no modo de funcionamento - faixa de tensão de operação de 100V a 240V - 50/60Hz Máx. 3.9A

Classificação do serviço - ciclo de serviço, 10% intermitente, máx. 2 min. sobre / 18 min

Proteção contra Choque Elétrico - Classe 1 Tipo B

Proteção contra a entrada de líquidos - IPX4

Equipamento alimentado internamente - apenas bateria de reserva - 2 baterias conectadas da

série 2 x 12V, chumbo/ácido gel selado com carga de 1,2 ampère-hora

Na Arjo, estamos comprometidos em melhorar a vida cotidiana das pessoas afetadas pela mobilidade reduzida e pelos desafios de saúde relacionados à idade. Com produtos e soluções que garantem o manuseio ergonômico do paciente, higiene pessoal, desinfecção, diagnóstico e prevenção eficaz de úlceras de pressão e tromboembolismo venoso, ajudamos os profissionais em todos os ambientes de atendimento a elevar continuamente o padrão de atendimento seguro e digno. Tudo o que fazemos, fazemos com as pessoas em mente.

Arjo AB, Hans Michelsensgatan 10, SE-211 20 Malmö, Sweden. Phone: +46 (0) 10 335 45 00 www.arjo.com

Arjo Brasil - R. Marina Ciufulli Zanfelice, 329 - Lapa, São Paulo - SP, 05040-000 - Telefone: (11) 5990-3139 - www.arjo.com/PT-BR

arjo

Arjo.A00658.1.0.PT-BR